



Aire helado de parmesano

500 g de parmesano rallado; 450 g de agua, 3 g de Lecite. Mezclar el parmesano con el agua y calentar poco a poco hasta que alcance 80°C. Dejar infusionar 30 min y colar. Incorporar 1,3 g de Lecite por cada 250 g de suero de parmesano obtenido. Accionar el turmix en la superficie del líquido, dejar estabilizar un minuto y recoger el aire que se haya formado en la parte superior. Congelar el aire en el recipiente deseado.

Aire de lima

225 g de zumo de lima, 275 g de agua, 1,5 g de Lecite. Mezclar los tres ingredientes y accionar el turmix en la superficie del líquido, Dejar estabilizar un minuto y recoger el aire que se haya formado en la parte superior.

